

Moku Compile 配置指南



对比选择合适的软件订阅模式用于构建自定义比特流，基于硬件授权许可可在您的 Moku 设备上部署运行比特流。

Moku Compile 软件订阅套餐

请选择符合您需求的 Moku Compile 套餐：

Base (标准版)	Premium (优选版)	Enterprise (企业版)
\$0	\$1,000 USD 每用户/每年	\$8,000 USD 每个企业级账户/每年
包含： 访问 Moku Cloud Compile (云编译) 每月有限构建 5 个比特流 可部署到任意 Moku 设备 受限采样率 用户数据可能用于产品改进	包含Base的所有功能，外加： 每年最多 500 次构建 针对更复杂的设计，延长构建超时间 支持构建全速比特流* 可选择不提供用于产品改进的数据 <small>*需选购 自定义仪器+ 才能部署到 Moku:Delta 或 Moku:Pro</small>	包含Premium的所有功能，外加： 本地编译Moku Compile 工具链访问权限** 启动技术支持 生成Ed25519 密钥对比特流进行加密 <small>**若要 对 Moku FPGA 进行开发，客户需要自备 Vivado 许可证。 需选购 自定义仪器+ 才能部署到 Moku:Delta 或 Moku:Pro</small>

Moku 设备硬件授权许可

请选择用于部署和运行比特流的 **Moku自定义仪器** 许可证。这些许可证为永久许可证，并绑定到设备序列号。

自定义仪器

用于在 Moku:Lab 和 Moku:Go 上部署和运行 Moku Compile 比特流，支持 Moku:Pro 和 Moku:Delta 的限速（非交织）云编译比特流。

\$0, 包含在基础套件中

自定义仪器+

支持在 Moku:Pro 和 Moku:Delta 上部署和运行全采样率比特流和任意本地编译比特流。
此功能受出口许可管制。

Moku: Pro - \$1000

Moku:Delta - \$3000

或包含在全套件Full-Suite Bundle+

最高采样率

	Moku:Delta			Moku:Pro	Moku:Lab		Moku:Go	
	3-slot	5-slot	8-slot	4-slot	2-slot	3-slot	2-Slot	3-slot
限速(非交织)	312.5 MSa/s			312.5 MSa/s	125 MSa/s		31.25 MSa/s	
全速(交织)	5 GSa/s*	1.25 GSa/s*	625 MSa/s*	1.25 GSa/s*	500 MSa/s	250 MSa/s	125 MSa/s	62.5 MSa/s

*需要有自定义仪器+

注册您的硬件设备

本地编译 Moku Compile 用户必须注册, 将其硬件设备与企业账户绑定。

请联系 support@liquidinstruments.com 并提供:

- | 由本地工具链生成的公钥
- | 需要用于部署比特流的 Moku 设备序列号

配置示例:

1. 您需要在本地构建全速率比特流, 并在 1 台 Moku:Delta、2 台 Moku:Pro 设备和 3 台 Moku:Go 设备上运行。

购买方案:

产品	类型	数量	价格
Moku Compile – Enterprise (本地部署)	年度软件订阅	1	\$8,000
自定义仪器+ 用于Moku:Delta	永久硬件许可证	1	\$3,000
自定义仪器+ 用于 Moku:Pro	永久硬件许可证	2	\$1,000
		合计:	\$13,000

配置示例:

2. 您需要构建可以在 Moku:Delta 运行的比特流，需要可以访问云端，可接受限速并每月预计超过5次构建比特流。

购买方案:

产品	类型	数量	价格
Moku Compile – Premium	年度软件订阅	1	\$1,000
		合计:	\$1,000

3. 您需要在云端构建全速率比特流，并在 Moku:Delta 和 Moku:Lab 上运行。

购买方案:

产品	类型	数量	价格
Moku Compile – Premium	年度软件订阅	1	\$1,000
自定义仪器+ 用于Moku:Delta	永久硬件许可证	1	\$3,000
		合计:	\$4,000

如果您有任何疑问或需要协助配置 Moku 设备，请联系 support@liquidinstruments.com。